

# Kurzanweisung

---

**BEFUNDANSICHT MIT LABGATE**

Labor Dr. Brunner  
STAND 07/2023

# Kurzanweisung

## Befundansicht mit labGate



### Inhalt

<b>1. Allgemeine Informationen</b> .....	2
<b>2. Wie melde ich mich an?</b> .....	2
<b>3. Befundansicht – Das Laborportal</b> .....	2
a. Von Ihrem Computer .....	2
b. Von anderen Endgeräten .....	5
<b>4. Nachforderung erstellen</b> .....	7
a. Von Ihrem Computer .....	7
b. Von anderen Endgeräten .....	7
<b>5. FAQ- Häufig gestellte Fragen</b> .....	8
<b>6. Kontakt</b> .....	8

## 1. Allgemeine Informationen

- labGate ist eine Software, die u.a. eine webbasierte Befundansicht über ein HTML5-Portal bietet. Die Einsicht der Befunde ist über jeden beliebigen Web-Browser möglich. Neben der Einsicht über ihren stationären Computer bietet labGate auch die Möglichkeit, Ihre Laborbefunde von jedem internetfähigen Endgerät (Mobiltelefon und Tablet bei Hausbesuchen o.ä.) einzusehen.
- Durch den digitalen Befundabruf ist es zudem eine umweltfreundliche Alternative.


**Wichtig:** Sie sehen nur die Befunde Ihrer Patienten, welche das Labor bearbeitet hat.

## 2. Wie melde ich mich an?

Über unsere Website <https://www.labor-brunner.de/service/edv/> gelangen Sie zu dem Link für labGate.

**Ihre Anmeldedaten erhalten Sie wie folgt:**

➤ Sie beantragen Ihre Anmeldedaten direkt über den Link.



Das Labor wird Sie anschließend kontaktieren.


## 3. Befundansicht – Das Laborportal

a. von Ihrem Computer

- 1 Öffnen Sie einen beliebigen Browser.
- 2 Öffnen Sie über einen Link die Startseite von labGate.
- 3 **Ihren Benutzernamen sowie Ihr Passwort wird von Labor Dr. Brunner generiert.**




4 Nach der Anmeldung öffnet sich automatisch die Startseite des Laborportals in Ihrem Internetbrowser.



5 Im Reiter „Meine Befunde“ sind alle Ihre Befunde einsehbar.

➤ Nun können sie Ihre Befunde sowie Ihre Patienten sortieren und filtern.



6 Befundansicht:

➤ Mit einem Klick auf die Anforderungs-Ident-Nummer wird der Patientenbefund sichtbar.

<input type="checkbox"/>	E	Test, HCGM	18.10.1962 (59)	01601597	Labor Brunner INTERN (BRUI)	09.09.2022 10:22
<input type="checkbox"/>	T	Test, HCGM	18.10.1962 (59)	01601596	Labor Brunner INTERN (BRUI)	06.09.2022 15:42
<input type="checkbox"/>	T	Test, HCGM	27.02.2000 (22)	01601595	Labor Brunner INTERN (BRUI)	06.09.2022 15:32
<input type="checkbox"/>	T	Test, HCGM	27.02.2000 (22)	01601594	Labor Brunner INTERN (BRUI)	06.09.2022 15:12

## 7 In der Befundansicht bietet labGate die Möglichkeit nach pathologischen sowie hochpathologischen Befunden zu filtern.

Frau Test Mustermann (83), 22.05.1939

Endbefund

The screenshot shows a patient's lab results for Frau Test Mustermann. The interface includes a header with patient information and a table of results. A filter bar above the table allows selecting 'Alle (2)', 'Nur Pathologische (2)', or 'Nur Hochpathologische (1)'. The table lists two results: 'Blutsenkung' (13 mm<sup>1</sup>h) and 'Neutrophile rel.' (36,6 %).

Untersuchung	Wert	PK	Referenzbereich
Blutsenkung	13 mm <sup>1</sup> h ↓	-	< 30
Neutrophile rel.	36,6 % ↓	--	42,9 - 74,3

## 8 Kumulative Befundansicht

➤ Klicken Sie auf „Kumulative Befundansicht“

➤ Sie sehen die kumulative Befundansicht mit der Möglichkeit alle Befunde zu drucken

The screenshot shows the 'Kumulative Befundansicht' (Cumulative View) for patient 01601346. The interface includes a list of lab results with checkboxes for selection. A 'Drucken (letzten 5 Befunde)' button is highlighted at the bottom right.

Untersuchung	Referenzbereich	Einheit	Wert
<input type="checkbox"/> Gesamteiweiß	6,4 - 8,3	g/dl	62,7
<input type="checkbox"/> Albumin	55,8 - 66,1	%	3,9
<input type="checkbox"/> alpha 1-Globulin	2,9 - 4,9	%	8,9
<input type="checkbox"/> alpha 2-Globulin	7,1 - 11,8	%	5,6
<input type="checkbox"/> beta 1-Globulin	4,7 - 7,2	%	3,7
<input type="checkbox"/> beta 2-Globulin	3,2 - 6,5	%	
<input type="checkbox"/> gamma-Globulin	0,80 - 1,35	g/dl	0,86

## 9

### Befunddruck:

- Öffnen Sie die Patienten-Befundansicht und klicken Sie auf das dort hinterlegte Dokument (rechte Spalte).

- Wählen sie anschließend den Button Drucken (oben links). Es öffnet sich der Ihnen bekannte, bisher ggf. mit der Post zugesendete Befund im PDF-Format.

- Dieses PDF können Sie nun wie gewohnt ausdrucken oder bei Bedarf abspeichern.

b. von anderen Endgeräten (Handy, Tablet o.ä.)


- 1 Öffnen Sie Ihre Labor Dr. Brunner App.

- 2 Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

- Anschließend öffnet sich die Startseite des Laborportals.


### 3 Im Reiter „Meine Befunde“ sind alle Ihre Befunde einsehbar.

- Sie können Ihre Befunde beliebig sortieren und filtern.
- Die App ermöglicht es in einem bestimmten Zeitraum nach Befunden zu suchen.



### 4 Der Reiter „Einstellungen“

- Hier können Sie Push-Benachrichtigungen für verschiedene Befunde aktivieren.
- Daneben können Sie sich die Referenzwerte grafisch darstellen und/oder sich den Befund im PDF-Format anzeigen lassen.



## 4. Nachforderung erstellen

### a. von Ihrem Computer

**1** Öffnen Sie einen Befund, für den eine Nachforderung erstellt werden soll

**2** **Nachricht an das Labor**

- Geben Sie Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ihre Nachricht bzw. Nachforderung ein.
- Klicken Sie auf „Abschicken“.

Nachricht an das Labor

Ihr Name  
Bitte geben Sie den Namen ein

E-Mail  
Bitte geben Sie eine E-Mail-Adres

Telefon  
Bitte geben Sie eine Telefonnummr

Nachricht  
Nachricht

Abschicken

### b. von anderen Endgeräten (Handy, Tablet o.ä.)

**1** Öffnen Sie einen Befund, für den eine Nachforderung erstellt werden soll

**2** **Nachricht an das Labor**

- Füllen Sie alle erforderlichen Eingabefelder aus und geben Sie Ihre gewünschte Nachforderung in das Feld „Nachricht ans Labor“ ein.
- Klicken Sie auf „Senden“.

09:00 LTE

< Zurück Nachricht

Labor Dr. Brunner

Einsender  
(?)

Thema  
Bitte auswählen

Name

E-Mail

Telefonnummer

Nachricht ans Labor

Senden

Informationen LV Kontakte Nachricht



## 5. FAQ – Häufig gestellte Fragen

### Was ist labGate?

labGate ist eine Software-Lösung, die u.a. webbasierte Befundansicht über ein HTML5-Portal bietet.

### Was kann die labGate-Online-Befundauskunft?

Ob über einen stationären Computer oder Ihr mobiles Endgerät: Sie können überall und zu jeder Zeit Einsicht auf Ihre Befunde nehmen. Für besonders wichtige oder eilige Befunde, können Sie sich über eine Push-Benachrichtigung informieren lassen, sobald der Befund fertig und einsehbar ist. Somit sind Sie nicht mehr an einen stationären Computer gebunden.

### Das erwartet Sie:

- Verschiedene Filtermöglichkeiten, wie z.B. nach Befunddatum, Name, nur (hoch-)pathologische Befunde oder Auftragsnummer
- Tabellarische und kumulative Befundansicht
- Grafische Normwertdarstellung
- Darstellung von Befund-PDFs
- Möglichkeit zum Ausdrucken der Befund-PDFs

### Wie wird der Datenschutz gewährleistet?

Für uns steht die Sicherheit all Ihrer Daten, insbesondere der Patientendaten, an erster Stelle. Durch den Einsatz moderner Sicherheitsmechanismen und Verschlüsselungen gewährleisten wir den notwendigen Datenschutz.

## 6. Kontakt

### Adressdaten

Luisenstr. 7e  
78464 Konstanz  
Postfach 5370

### Öffnungszeiten

Montag bis Freitag; 8:00 Uhr – 19:00 Uhr

### EDV, DFÜ, Order-Entry

Tel.: 07531/8173-55  
E-Mail: edv@labor-brunner.de