

Bestellung über Fax: 0 71 21 / 57 99 26

| Artikel | Kostenloses Versandmaterial | Verpackungs- einheit | Bestell- Nr. | Lager- Nr. | Menge |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------|
| Allgemeines Versandmaterial | | | | | |
| - Serumröhrchen mit Zwischenboden | 2,5 ml | 442 Stück | 65.163+ 60.1575.115 | 113 | |
| Sarstedt Monovetten | | | | | |
| | Größe | | | | |
| - Serum-Monovetten | 7,5 ml (weiss) | 50 Stück | 01.1601 | 120 | |
| - Serum-Gel-Monovetten | 7,5 ml (braun) | 50 Stück | 01.1602 | 121 | |
| - Serum-Monovetten mit Luer-Ansatz | | 50 Stück | 02.263 | 1208 | |
| - Lithium-Heparinat-Monovetten für Punktate und BNP | 2,7 ml | 50 Stück | 04.1929.001 | 199 | |
| - EDTA-Monovetten | 2,7 ml (rot) | 50 Stück | 04.1917 | 118 | |
| - Citrat-Monovetten | 3,0 ml (grün) | 50 Stück | 04.1919 | 1232 | |
| - Fluorid-Monovetten zur Glucosebestimmung | 2,7 ml (gelb) | 50 Stück | 04.1918 | 191 | |
| - S-Monovetten GlucoEXACT nur zur Glucosebestimmung in der Schwangerschaft | 3,1 ml (grau) | 50 Stück | 04.1945.001 | 193 | |
| Urindiagnostik | | | | | |
| - Urinbecher Sarstedt, steril, 100 ml | | 5 Stück | | 0140 | |
| - Harnsammelgefäße (2000 ml) | | 1 Stück | | 141 | |
| - Salzsäure, ca. 10 %ig, zur Konservierung von Harnproben, 10 ml | | 1 Stück | | 145 | |
| - Urinmonovette für PCR oder Sammelurin, 10 ml | | 1 Stück | 10.252 | 142 | |
| - Urinmonovette Sarstedt, 10,0 ml, mit Stabilisator (nicht geeignet für 24-Stunden-Sammelurin) | | 1 Stück | 10.253 | 1421 | |
| - Urinmonovette für Chlamydien Untersuchung, 8,5 ml | | 64 Stück | 10.258 | 1422 | |
| Transportmedien/Abstrichbesteck | | | | | |
| - Röhrchen (50 ml), steril, roter Deckel (Galle, Punktat, Sputum, Sperma, Urin, TB) | | 25 Stück | | 1508 | |
| - eSwab Abstrichentnahmesystem, pink | | 1 Stück | | 362 | |
| - Abstrichtupfer trocken, dünn mit Drahtschaft (Chlamydien, RSV, Influenza) | | 1 Stück | | 31 | |
| Stuhlproben | | | | | |
| - Stuhlröhrchen mit Löffel (Elastase, Calprotectin, Parasiten) | | 1 Set | | 170 | |
| - 2-er Set Stuhlröhrchen für entzündliche Darmerkrankungen u. Proteine | | 1 Set | | 15 | |
| - Entnahmeset Stuhltest iFOBT (cave: Haltbarkeit 3 Monate, max. 50 Stk.) | | 1 Set | | 175 | |
| Versandmaterial | | | | | |
| - Versandtüten für Postversand (Go) | | 1 Stück | | 2008 | |
| - Versandtüten (Kurier) | | 1 Stück | | 2010 | |
| - Versandtüten (Notfall) | | 1 Stück | | 2012 | |

Kanülen, Senkung und Schnellteste auf Bestellformular 113-1.